



GenoMembrane

<http://www.genomembrane.com/>

1 ベシクル・試薬

【ABC Transporter Vesicles Products】

バキュロウィルス発現系により ABC Transporter を大量発現させた Sf9 細胞膜画分を、当社独自の技術で高純度に精製した製品です。

ABC vesicles Reagent Kit

2

安定発現細胞・一過性発現細胞

【SLC Transporter 培養細胞プレート】

納品後そのままお使いいただける Ready-to-use の製品です。

【TRANS \pm PORT(G) Cells】

柔軟な実験計画が可能で、トランスポーター試験が 2 日間で行えます。

SLC 培養細胞プレート TRANS \pm PORT(G) Cells

3 TransFlex™

MDCK II 細胞に取込もしくは排出型トランスポーター又はその両方を一過性発現させた 96-well plate フォーマットです。自由なレイアウトが可能な Ready-to-use の製品です。

4 CacoReady™

CACO-2細胞をTranswell®プレートに播種した状態でお届けする透過性試験用のReady-to-useタイプの製品です。スペインのReadyCell社が特許を有するShipping medium(輸送時はゲル状)を用いて、ReadyCell社から直接お客様へ輸送されます。

5 HepaRG®・RPTC

【HepaRG® 細胞プレート】

BIOPREDIC社(フランス)の凍結HepaRG®をプレートに播種したReady-to-useタイプの製品です。

【RPTC 凍結細胞・細胞プレート】

BIOPREDIC社(フランス)のRPTC凍結細胞(バイアル)に加え、Transwell®プレートに播種した状態でお届けするReady-to-useタイプの製品もご用意しております。

6

受託試験サービス

トランスポーター試験の詳細についてはお問合せ下さい。

